



Polar Care Wave

ポーラーケア ウェーブ

一般的名称：冷却パック装置 / 冷却パック

【本体】医療機器届出番号：27B1X00125000006 【パッド】医療機器届出番号：27B1X00125000007



アイシング機能

ウェーブ本体の優れた保冷機能と、モーターでパッド内を循環する冷却水により、患部を持続的に冷却します




コンプレッション機能

パッド内に内蔵されたエアポンプで空気を膨張・収縮させることにより、患部をやさしく圧迫します


ウェーブパッド (別売)

ポーラーケアウェーブは、別売の専用のパッドと組み合わせて使用します。パッドは患部の部位に合わせ、形状の異なる複数の種類を取り揃えています。



ニーパッド

※スタンダード/ラージ
(大腿部にも使用可)



ショルダーパッド



アングルパッド

製品仕様

アイシング温度	: 【強】約7℃以上 (平均) 【弱】約10℃以上 (平均)
コンプレッション調整	: 圧力レベル 0-25mmhg、0-50mmhg 2段階設計で、断続的に加圧できます
本体寸法	: L22cm×W22cm×H27.5cm
本体重量	: 2.3kg
定格入力	: AC100-240V,0.35A
定格出力	: DC12V,1.0A
定格周波数	: 50-60Hz
消費電力	: 12W
クラス分類	: 一般医療機器 (クラスI)

品番	名称	JAN コード
A87-100577-000	ポーラーケア ウェーブ (本体)	4571258431190
A87-100584-000	ウェーブAC電源アダプター (本体付属品)	4571258431220
A87-C00017	ウェーブパッド ニー (スタンダード)	4571258431282
A87-C00003	ウェーブパッド ニー (ラージ)	4571258431237
A87-C00004	ウェーブパッド ショルダー	4571258431244
A87-C00005	ウェーブパッド アングル	4571258431251

製造販売業者

株式会社 シラック・ジャパン

[本社] 〒598-0033 大阪府泉佐野市南中安松633-1
[カスタマーサービス] TEL:072-466-0090
[営業時間] 平日9時~17時30分 ※土・日・祝日・年末年始を除く